

**HI-SM112**

رفع سریع درد ناحیه گردن و گرفتگی عضلات آن  
با ماساژور های تک



**hi-tec**

## هایتک تلفیقی از صنعت، دقت، تکنولوژی و هنر

### نحوه استفاده

- با اتصال ماساژور به برق و شنیدن صدای "B" (صدای ب انگلیسی)، لامپ قرمز دستگاه روشن شده و ماساژور آماده استفاده می باشد.
- نکته: ریموت کنترل ماساژور برای استفاده سریع و آسان بر روی خود دستگاه تعبیه شده است.
- با فشردن کلید "M" ماساژ بصورت اتوماتیک و خودکار شروع میشود. لامپ "AUTO" در این هنگام به رنگ سبز بر روی صفحه نمایش داده میشود. در تنظیم اتوماتیک از ۵ حالت ماساژ لذت خواهید برد.
- با فشردن مجدد کلید "M" ماساژ بصورت دستی شروع می شود. لامپ "MANUAL" در این هنگام به رنگ قرمز بر روی صفحه نمایش داده می شود. در دستی نیز از ۵ حالت ماساژ لذت خواهید برد.
- شما می توانید ماساژ دلخواه خود را با فشردن کلید "M" انتخاب کنید.
- هر حالتی از ماساژ که انتخاب شده باشد، شما امکان کاهش و یا افزایش قدرت ماساژ را با فشردن کلیدهای + و - خواهید داشت. تنظیم سرعت تا ۱۰ حالت امکان پذیر است.
- با فشردن و نگهداشتن کلید "M" برای ۳ ثانیه، دستگاه خاموش می شود.
- بهتر است از سرعت پائین شروع به ماساژ کرده و آرام آرام، بر سرعت ماساژ افزوده شود.
- برای ماساژ موثر، بهتر است از دست شروع کرده و سپس پا، پشت و در آخر پهلوها را ماساژ دهید.
- مدت زمان ایده آل برای ماساژ ۱۵ دقیقه بوده و بایستی بیش از ۲۰ دقیقه از ماساژور استفاده نشود.

### ویژگی های ماساژور HI-SM112



- ماساژ به روش ضربه ای، شیاتسو و لرزشی
- قابلیت کم و زیاد کردن سرعت ماساژ
- ایجاد آرامش روحی و درمان ضعف اعصاب
- قابلیت از بین بردن گرفتگی عضلات گردن و شانه
- قابل انعطاف برای استفاده آسان بر روی شانه ها، کتف، کمر، پشت و پاها (مطابق شکل)

- قابلیت از بین بردن درد و گرفتگی عضلات و بازگرداندن انرژی دوباره به آنها
- بهبود در متابولیسم بدن و گردش خون و جلوگیری از انقباض و گرفتگی رگ های خونی

## قیمت مناسب، کیفیت برتر و گارانتی مطمئن

### موارد منع استفاده

- این محصول برای استفاده اطفال و افراد ضعیف و خانمهای باردار مناسب نمی باشد.
- در نواحی متورم، ملتهب (شکستگی، کبودی، واریس و...)، بیماری های پوستی و بریدگی و نواحی جراحی شده یا پس از عمل جراحی استفاده نشود.

### نکات مهم

- هنگام تمیز کردن دستگاه اطمینان حاصل نمایند که دستگاه حتماً از پریز برق جدا شده باشد.
- برای تمیز کردن دستگاه از بنزین، تینر و سایر حلال های مایع استفاده نشود.
- دستگاه را در محلی که ممکن است ضربه یا صدمه ای به آن وارد شود نگهداری نکنید.
- از نگهداری دستگاه در مکان مرطوب جداً خودداری کنید.
- دستگاه در زیر پتو و یا هر مکانی که تهویه هوا در آن وجود ندارد استفاده نشود.
- از ماساژور در حمام استفاده نشود و از خیس شدن دستگاه جداً خودداری شود.
- از استفاده ماساژور بر روی لباس خیس و یا تهیه شده از الیاف شیمیایی جداً خودداری کنید.

### ♥ درباره شرکت های تک

های تک کانادا با سالها تجربه در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی و سلامتی از جمله شرکت های مطرح تولید کننده این محصولات در جهان محسوب می شود، و اکنون شرکت فاره با شناسایی نیازهای جامعه ایرانی به عنوان نماینده انحصاری های تک کانادا مفتخر به ارائه محصولات و خدمات پس از فروش در ایران است.

های تک محصولات خود را با برترین استانداردهای جهانی که شامل طبقه بندی متنوعی از ترازو، ماساژور، فشارسنج، تب سنج، کمربند لاغری، مرطوب کننده هوا، دستگاه بخور، محصولات گرمایی و ... است، با قیمت مناسب و کیفیت برتر به مشتریان عرضه می نماید و به منظور برآورده ساختن تمامی نیازهای مصرف کنندگان، بطور مستمر بر تنوع محصولات خود می افزاید.

◀ تمامی محصولات سلامتی و طبی های تک کانادا تنها با گارانتی معتبر شرکت فاره در ایران ارائه میشود.

# hi-tec

[www.hitec-med.ca](http://www.hitec-med.ca)

**Hi-tec Medical Equipments INC.**

«شرکت فاره نماینده انحصاری محصولات های تک کانادا در ایران»

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و سایر محصولات های تک به سایت زیر  
مراجعه نمایید.

[www.hitec-med.ir](http://www.hitec-med.ir)

محصولات های تک با گارانتی معتبر شرکت فاره

FAREH 